

## CONSEILS DE BONNE UTILISATION DE VOTRE MASQUE



1

Se laver les mains  
à l'eau et au savon  
avant toute manipulation  
du masque



2

Prendre le masque  
par les élastiques



3

Passer les élastiques  
derrière les oreilles



4

Ajuster le masque sur le  
haut du nez et en dessous  
du menton



5

Pincer au niveau supérieur  
du nez



6

Le masque est  
correctement posé

**Pendant toute la durée du port du  
masque, vous ne devez pas  
toucher avec vos doigts le centre  
du masque**





Quand vous enlevez votre masque, de même, ne touchez pas le centre du masque. Enlevez-le en manipulant uniquement les élastiques sur le côté.



**Gardez ensuite votre masque !!**

Vous pouvez alors ranger le masque dans une boîte en carton, ou une enveloppe en papier fermée, et le ré-utiliser en toute sécurité au bout de 6j.



**LAVEZ-VOUS BIEN LES MAINS APRES**

avoir manipulé le masque  
pour l'enlever

**AVEC DE L'EAU ET DU SAVON**

**OU UNE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE.**

